

平成 23 年 1 2 月

お客様各位日本メドトロニック株式会社  
フィジオコントロール事業部

## 新ガイドライン 2010 に対応した AED ライフパック CR Plus G2010 のご案内

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2010 年の国際的な救急蘇生法ガイドライン改定に合わせて日本版の救急蘇生ガイドラインも改定され、平成 23 年 10 月 25 日付けにて「救急蘇生法の指針 2010」（監修：日本救急医療財団心肺蘇生法委員会）も発行されました。

これを受け、弊社ではこの新ガイドラインに対応した AED ライフパック CR Plus G2010 並びに関連製品を下記のように販売開始致します。

敬具

### 記

#### 1. 新ガイドライン 2010 対応 ライフパック CR Plus G2010

- 製品名：  
ライフパック CR Plus G2010 (JMDN:37805000, JAN Code:0643169045071)  
希望小売価格:¥285,000 (消費税別)
- 特徴：(詳細は、[www.medtronic-lifepak.com](http://www.medtronic-lifepak.com) をご覧ください)
  - 日本版ガイドライン 2010 に完全準拠
    1. 小児患者の対応  
おおむね 6 歳未満から 0 歳児までの小児患者に、専用のエネルギー減衰型小児電極にて対応します。
    2. エネルギー上昇型二相性波形  
“・・・可能な機種については、エネルギー量を増加させることは理にかなっていない(Class-IIa)”と JRC 蘇生ガイドライン 2010 にも認容されたエネルギー上昇型 ADPATIV™ Biphasic による二相性除細動波形を採用しています。
    3. ガイドライン 2010 に準拠した、判り易い取り扱い説明ビデオ(DVD)付属

- 運用コストを下げる独自のシステム  
ライフパック CR Plus G2010 なら、定期交換消耗品は電極(予備を含む 2 セット)と CR Plus 本体のバッテリーを充電するチャージパックバッテリー充電器を合わせておよそ 2 年ごとに交換。高価な大容量バッテリーパックを使わないので、消耗品の価格も ¥18,000 と低価格です。長く設置すれば、大きなランニングコストの差が出ます。
- 長期保証  
ライフパック CR Plus G2010 の設計上の耐用年数は 8 年間。  
製品保証期間も 8 年間をご提供  
(弊社会員制 AED 管理サイト PUSH システムへご登録のお客様に限ります)

## 2. 受注、出荷時期

- 2012 年 2 月 1 日開始予定

## 3. 既存のライフパック CR Plus への対応

G2010 化へのご相談に応じます。

お気軽に弊社 Website ([www.medtronic-lifepak.com](http://www.medtronic-lifepak.com) / [www.push-lifepak.com](http://www.push-lifepak.com))

又はライフパックお客様センター(フリーダイヤル 0120-715-545)までお問い合わせください。

以上